

Solaris Air Compressor

Solaris Luftkompressor für ELSD

Artikelnummer: 65-0003 (230v) | 65-0004 (110v)



Beschreibung

Der Solaris-Luftkompressorgenerator von Peak Scientific wurde entwickelt, um den Solaris-Stickstoffgenerator für ELSD in Labors ohne externe Versorgung mit hochwertiger Luft zu unterstützen. Dieses Gerät ist sowohl mit 230 V als auch mit 110 V erhältlich und für alle Regionen geeignet. Allen Produkten von Peak ist gemeinsam, dass sie für Laboranten einfach zu bedienen sind und sich auf die Analyse konzentrieren können. Dieses Gerät wurde entwickelt, um die Nutzung wertvoller Laborarbeitsplätze durch sein stapelbares Design zu begrenzen. Der Solaris ELSD-Stickstoffgenerator kann auf dem Kompressor gestapelt werden. Solaris wurde entwickelt, um ELSD (Evaporative Light Scattering Detector) für Labore mit HPLC (High Performance Liquid Chromatography) vor Ort mit Gas zu versorgen und alternativ kompakte Massenspektrometer-Instrumente zu liefern.




Generator Details

- **Gasarten:** Null-Luft
- **Integrierter Kompressor:** Ja

Hauptmerkmale

- Stapelbar mit Solaris-Stickstoffgenerator für ELSD- und Kompaktmassenspektrometer
- Bietet Luft für das Stickstoffsystem für Labore ohne externe Versorgung
- Gas wird bei Bedarf auf Knopfdruck geliefert
- 12 Monate umfassende Vor-Ort-Garantie



Technische Spezifikationen

Solaris Luftkompressor für ELSD

Gasart	Null-Luft
Maximaler Gasfluss:	VariousL/min
Max. Ausgangsdruck:	120psi/8,3bar
Max. Ausgangsdruck:	120psi/8,3bar
Gasanschluss:	1 x 1/4" BSPP
Energieverbrauch:	1150
Stromspannung:	230 ± 10% VAC
Frequenz:	50 / 60 Hz
Strom:	(100v) 5 Amps / (230v) 2.3-2.7/3.2 Amps
Wärmeabgabe:	2420 (BTU)
Akkreditierungen:	CE, FCC
Größe (HxBxT) mm	406 x 417 x 540 mm
Größe (HxBxT) Zoll	16 x 16,4 x 21,3 inches
Gewicht des Generators	42kg / 92,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

