

Precision Zero Air 30


Flammenunterstützungsgas zu mehreren GC-Instrumenten

Artikelnummer: 60-0030 (230V) | 60-0031 (110V)



Beschreibung

Precision - Null-Luft- 30L ist speziell entwickelt Flamme Unterstützungsgas auf mehrere GC-Geräte zur Verfügung zu stellen. Es bietet bis zu 30 Liter pro Minute von Kohlenwasserstoff freien Luft, die geeignet ist, Ihr FID , FPD und NPD bei Standard- und Spurennachweisgrenzen zu unterstützen.



Generator Details

- **Gasarten:** Null-Luft
- **Integrierter Kompressor:** Nein

Hauptmerkmale

- Integriert in vorhandene Precision-Produkte mit demselben modularen, stapelbaren Design
- Kohlenwasserstoffgehalt (als Methan) & lt; 0,05 ppm für marktführende Reinheit
- Bis zu 30 l / min Nullluft Bis zu 6,9 bar Ausgangsdruck
- Mindestwartungsanforderungen, kein teurer Austausch der Katalysatorkammer
- Stark reduziertes Risiko, dass Verunreinigungen in das System gelangen, und kein Risiko, dass das Gas ausgeht
- Stilvolle und zeitgemäße Ästhetik und funktionales Design
- Statusanzeige-Beleuchtungsfunktion (bernsteinfarbenes Aufwärmen, grün bereit)
- Kompatibel mit Präzisionsluftkompressor
- 12 Monate umfassende Vor-Ort-Garantie



Technische Spezifikationen

Precision Zero Air 30L Gasgenerator

Gasart	Null-Luft
Maximaler Gasfluss:	30L/min
Max. Ausgangsdruck:	100psi/6,9bar
Kohlenwasserstoffgehalt:	<0.05ppm
Max. Ausgangsdruck:	100psi/6,9bar
Gasanschluss:	1 x 1/4" BSPP
Minimaler Eingangsdruck:	110psi/7,6bar
Maximaler Eingangsdruck:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	30 L/min
Minimale Zuluftqualität:	ISO 8573-1:2010 Class 1.4.1 or Precision Air Compressor
Startzeit:	60 mins
Energieverbrauch:	1210/1541 W
Stromspannung:	110 / 230 V
Frequenz:	50 / 60 Hz
Strom:	6.7 - 11 A
Wärmeabgabe:	5255
Maximale Betriebstemperatur:	35°C / 95°F
Akkreditierungen:	CE,FCC, CSA
Größe (HxBxT) mm	406 x 380 x 540 mm
Größe (HxBxT) Zoll	16 x 15 x 21,3 inches
Gewicht des Generators	41kg / 90,2lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

