

Precision Air Compressor

Der Luftkompressor aus der Precision-Serie

Artikelnummer: 65-0555 (230V) | 65-1555 (110V)




Beschreibung

Der Präzisionsluftkompressor wurde speziell entwickelt und konstruiert, um eine dedizierte, vollständig integrierte Druckluftquelle für Präzisionsstickstoff- und Präzisionsnullluftgasgeneratoren bereitzustellen.

Das Precision Air Compressor-Modul befindet sich im selben kompakten, stapelbaren Formfaktor wie die Generatoren und kann zu jedem Precision-Stapel hinzugefügt werden - normalerweise als Basiseinheit -, um Ihnen eine vollständige, in sich geschlossene GC-Gaslösung zu bieten, selbst wenn keine Hausversorgung vorhanden ist verfügbar.

Dank eines einzigartigen Duplex-Kompressor-Montagesystems profitiert der Präzisionsluftkompressor auch von geringen Geräuschen und Vibrationen, wodurch er im Betrieb in einem typischen Labor relativ leise ist.




Generator Details

- **Gasarten:** Null-Luft
- **Integrierter Kompressor:** Ja

Hauptmerkmale

- Druckluftversorgung für Präzisionsstickstoff- und Nullluftgeneratoren
- Eine einzelne Einheit kann sowohl den Präzisionsstickstoff- als auch den Nullluftgenerator in einem Stapel liefern.
- Duplex-Kompressor-Montagesystem zur Dämpfung von Geräuschen und Vibrationen
- Service & amp; Reparaturstatusanzeigen
- 12 Monate umfassende Vor-Ort-Garantie



Technische Spezifikationen

Precision Air Compressor

Gasart	Null-Luft
Maximaler Gasfluss:	VariousL/min
Max. Ausgangsdruck:	120psi/8,3bar
Max. Ausgangsdruck:	120psi/8,3bar
Gasanschluss:	1 x 1/4" BSPP
Energieverbrauch:	510 / 1150 W
Stromspannung:	110 / 230 V
Frequenz:	50 / 60 Hz
Strom:	10 A (110V) / 2.45 A (230V)
Wärmeabgabe:	1740 - 3922 (BTU)
Maximale Betriebstemperatur:	35°C / 95°F
Akkreditierungen:	CSA, FCC, CE
Größe (HxBxT) mm	406 x 380 x 540 mm
Größe (HxBxT) Zoll	16 x 15 x 21,3 inches
Gewicht des Generators	42kg / 92,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

