


Precision Nitrogen Headspace 250 - Stickstoffgenerator

Artikelnummer: 65-3000



Beschreibung

Der Precision Nitrogen Headspace 250 wurde konzipiert und kundenspezifisch entwickelt, um die Gasanforderungen für Headspace-Probenahmegeräte zu erfüllen, die einen höheren Gasdruck erfordern. Der Nitrogen Headspace 250 von Peak produziert eine erneuerbare Versorgung mit ultrahochreinem Stickstoff und kann auch UHP-Stickstoff-Zusatzgas liefern. Der Nitrogen Headspace 250 erweitert die bestehenden Precision Series-Gasgeneratoren von Peak Scientific, die ein modulares System bieten, das eine vollständige GC-Gaslösung bietet, die speziell auf Ihre Laboranforderungen zugeschnitten ist. Dank seines stapelbaren, platzsparenden Designs können Sie einen Stapel konfigurieren, der genau auf die von Ihnen benötigte Gasmischung zugeschnitten ist und Ihren wertvollen Laborboden oder Arbeitsbereich optimal nutzt.




Generator Details

- **Gasarten:** Stickstoff
- **Integrierter Kompressor:** Nein

Hauptmerkmale

- Ultrahochreiner Stickstoff für Headspace Sampler-Instrumente
- Kann Frischgas liefern
- Eine einzelne Einheit kann mit den Präzisionsgeneratoren für Wasserstoff, Stickstoff und Nullluft gestapelt werden.
- Service & Reparaturstatusanzeigen
- 12 Monate umfassende Vor-Ort-Garantie



Technische Spezifikationen

Precision Nitrogen Headspace 250 - Stickstoffgenerator

Gasart	Stickstoff
Maximaler Gasfluss:	250cc/min
Max. Ausgangsdruck:	100psi/6,9bar
Max. Ausgangsdruck:	100psi/6,9bar
Maximale Reinheit:	99.9995%
Minimaler Eingangsdruck:	100psi/6,9bar
Maximaler Eingangsdruck:	120psi/8,3bar
Minimale Zuluftqualität:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1 or Precision Air Compressor
Startzeit:	90 mins
Stromspannung:	110-230 ±10% V
Frequenz:	50 / 60 Hz
Strom:	0.2 - 0.4 A
Wärmeabgabe:	328 BTU/Hr
Maximale Betriebstemperatur:	35°C / 95°F
Akkreditierungen:	CE, CSA
Größe (HxBxT) mm	256 x 380 x 540 mm
Größe (HxBxT) Zoll	10,1 x 15 x 21,3 inches
Gewicht des Generators	38kg / 83,6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

